

GUÍA ESENCIAL

Micrófono complementario

Videos explicativos en hihealthinnovations.com

ÍNDICE

Introducción	3
Cuidado del micrófono complementario	3
Micrófono complementario a simple vista.....	4-5
Cargar el micrófono complementario.....	6
Encender y apagar el micrófono complementario.....	6
Emparejar el micrófono y los aparatos auditivos	7
Control de volumen del micrófono complementario	8
Direccionalidad del micrófono complementario.....	9
Resolución de problemas	10
Advertencias.....	11
Garantía, servicio y devoluciones	11

INTRODUCCIÓN


El micrófono complementario es un accesorio para su aparato auditivo inalámbrico hi BTE® o su aparato auditivo inalámbrico hi BTE® power plus. Se utiliza para ayudarlo a escuchar mejor con ruido ambiental o a una persona que se encuentre a 30 pies de distancia. El micrófono complementario transmite automáticamente una vez que se lo enciende y los aparatos auditivos están configurados para un programa de transmisión. Es fácil que una persona olvide que está usando un micrófono complementario. Si la persona con quien está hablando deja la conversación, o quiere tener una conversación privada con alguien más, recuérdale que desconecte o apague el micrófono. El rango de funcionamiento del micrófono complementario es de hasta 30 pies, así que incluso si se encuentran en el otro extremo de una habitación, ¡quizá pueda escucharlos!

CUIDADO DEL MICRÓFONO COMPLEMENTARIO

- No deje caer el micrófono complementario ni lo golpee contra superficies duras.
- No moje el micrófono.
 - Guarde el micrófono en un ambiente seco cuando no lo utilice.
 - Quite cualquier mancha o residuo con un trapo limpio y seco y limpie suavemente la superficie.
- Evitar dejar el micrófono en temperaturas altas o bajo cero, ya que esto puede reducir la capacidad y vida útil de la batería.

MICRÓFONO COMPLEMENTARIO A SIMPLE VISTA

Vista frontal



Vista trasera




1. **Puertos de micrófono** – Aberturas por las que el sonido entra al micrófono.
2. **Botón de emparejamiento** – Inicia la secuencia de emparejamiento.
3. **Clip ajustable** – Sujeta el micrófono complementario a la ropa del hablante.
4. **Botones de volumen** – Aumentar (+) y disminuir (-) el volumen.
5. **Puerto de carga** – Abertura para conectar el cargador.
6. **Botón de encendido** – Enciende o apaga.
7. **Interruptor en modo individual/grupal** – Cambia al modo de conversación individual o grupal.
8. **Indicador LED** – Muestra el estado del micrófono complementario a través de luces de colores.
9. **Cargador** – Se conecta al puerto de carga del micrófono complementario (5).

CARGAR EL MICRÓFONO COMPLEMENTARIO

Cargue su micrófono complementario antes de usarlo. Cargar una batería descargada tomará aproximadamente una hora. Es seguro dejar el cargador conectado durante la noche.

1. Conecte el cargador al puerto de carga.
2. Conecte el enchufe de dos patas en una toma de corriente.



Indicador LED:

- Serie de luces rojas cortas = Queda una 1 hora de batería
- Parpadeo constante de luces rojas = Está cargando
- Parpadeo constante de luz verde = Cargado completamente

La duración de la batería del micrófono complementario es de hasta 9 horas.

ENCENDER Y APAGAR EL MICRÓFONO COMPLEMENTARIO

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos.

Indicador LED:

- Dos luces rojas cortas y una luz verde larga = Encendido
- Dos luces verdes cortas y una luz roja larga = Apagado




EMPAREJAR EL MICRÓFONO COMPLEMENTARIO Y LOS APARATOS AUDITIVOS

El micrófono complementario solamente es compatible con los aparatos auditivos inalámbricos hi BTE y los aparatos auditivos inalámbricos hi BTE power plus. *hi HealthInnovations* **emparejará los nuevos pedidos de aparatos auditivos y micrófonos complementarios antes de enviárselos.**

Para emparejar reemplazos de un micrófono o un aparato auditivo, se necesita:

1. Apagar los aparatos auditivos que deban emparejarse al abrir **las tapas de las baterías.**
2. Encienda el micrófono complementario.
3. Utilice un bolígrafo o sujetapapeles para presionar el botón de emparejamiento en la parte trasera del micrófono complementario durante 1 – 2 segundos.



Indicador LED:


- Luces azules parpadeando = **el emparejamiento ha comenzado**
4. Dentro de 30 segundos, encienda los aparatos auditivos que se estén emparejando al **cerrar las tapas de las baterías.**
 5. Después de unos segundos, escuchará la indicación de voz “Programa 1, emparejado, conectado” en los aparatos auditivos.

CONTROL DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO COMPLEMENTARIO

Los botones de volumen le permitirán aumentar o disminuir los niveles de volumen en el micrófono complementario. Cuenta con 5 niveles de volumen. Cuando se encienda, el volumen predeterminado estará en el nivel 3.

1. Presione y libere el botón de volumen (+).

- El aparato auditivo le dirá qué volumen se ha seleccionado.
- Una vez que escuche "Máximo 5 remoto," el volumen ya no aumentará.



Para disminuir el volumen:

1. Presione y libere el botón de volumen (-).

- El aparato auditivo le dirá qué volumen se ha seleccionado.
- Una vez que escuche "Mínimo 1 remoto," el volumen ya no disminuirá.




NOTA: Además, puede usar el control de volumen en sus aparatos auditivos para aumentarlo.

DIRECCIONALIDAD DEL MICRÓFONO COMPLEMENTARIO

El micrófono complementario le permite escuchar a una o múltiples personas con mayor claridad. Esto es particularmente útil en ambientes ruidosos.

Para escuchar hablar a una persona:

1. Deslice el interruptor de modo individual/grupal al lado "individual".




2. Coloque el micrófono complementario en la ropa del hablante. El micrófono complementario debe estar a ocho pulgadas de la boca del hablante y se debe usar de forma vertical con el puerto del micrófono apuntando hacia la boca del hablante. **Cuanto más cerca está el micrófono complementario a la boca del hablante, mejor escuchará su voz.**



Para escuchar a múltiples personas hablando:

1. Deslice el interruptor de modo individual/grupal al lado "grupal".
2. Coloque el micrófono complementario de forma horizontal en una superficie plana cerca del grupo de personas.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El micrófono complementario no se enciende o apaga.

Motivo	Solución posible
El botón de encendido no se presiona el tiempo suficiente	Mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 2 segundos y hasta que vea la secuencia de luces LED para ENCENDIDO: dos luces rojas cortas seguidas por una luz verde larga, o APAGADO: dos luces verdes cortas seguidas por una luz roja larga.
Batería muerta	Cargar el micrófono complementario (consulte la página 6).

El micrófono complementario no envía sonido al audífono, o el audífono se sale del programa de transmisión.

Motivo	Solución posible
El aparato auditivo no está configurado para un programa de transmisión.	Presione el botón de programa en el aparato auditivo para configurar el programa de transmisión (consulte la "Guía esencial" de hi BTE, página 16).
El micrófono complementario y el aparato auditivo están fuera del rango inalámbrico.	Acérquese al micrófono complementario. Aunque el rango sea de 30 pies, puede ser menor si se utiliza desde otra habitación.
El micrófono complementario está apagado.	Encienda el micrófono complementario (consulte la página 6).
Batería baja o descargada en el micrófono complementario o aparato auditivo.	Cargue el micrófono complementario (consulte página 6), o reemplace la batería en el aparato auditivo (consulte la "Guía esencial" de hi BTE, página 10).

El volumen no se puede cambiar en el micrófono complementario.

Motivo	Solución posible
El micrófono complementario no está emparejado con el aparato auditivo.	Empareje el aparato auditivo con el micrófono complementario (consulte la página 7).

ADVERTENCIAS

- Solo utilice el micrófono complementario según lo indicado.
- Solo cargue la batería con el cargador proporcionado.
- No cargue el micrófono complementario mientras esté en su cuerpo.
- Apague el micrófono complementario cuando se encuentre en un avión.
- Quítese el micrófono complementario para tomografías computarizadas y resonancias magnéticas o para otros procedimientos electromagnéticos.
- Mantenga el micrófono complementario y los accesorios fuera del alcance de los niños menores de tres años.
- Mantenga alejados los cables de maquinaria en funcionamiento.
- No intente abrir el micrófono complementario para reemplazar la batería. La batería está incorporada y no se puede reemplazar.
- No desechar la batería como residuo doméstico ni arrojar al fuego.

GARANTÍA, SERVICIO Y DEVOLUCIONES

Se proporciona una garantía de fabricante de un año con el micrófono complementario, que comienza en la fecha en que le enviamos el artículo comprado. Si en nuestro examen se determina que la unidad no funcionó debido a piezas, materiales o mano de obra, la unidad será reparada o reemplazada de forma gratuita. Esta garantía no cubre mal funcionamiento debido al uso y desgaste anormal, alteración no autorizada o maltrato de la unidad, como golpes físicos, daños por humedad o sudor, suciedad excesiva o alteración de la unidad, todo lo cual anula la garantía. Esta garantía no cubre cargadores, cordones auxiliares, cordones u otros accesorios. hi HealthInnovations es el único centro de servicio autorizado para su servicio de garantía. Comuníquese con Servicio al Cliente al 1-855-523-9355 para obtener un código de autorización de devolución y una etiqueta de envío.

Sesión diaria de preguntas y respuestas por teléfono con un Experto en Audición!

Obtiene más información sobre el uso de los aparatos
auditivos y las estrategias comunicaciones.

Lunes a Viernes a las 10 a.m., Hora Central

Llama 888-844-7278, código: 9428061#



855-523-9355, press 2

Fax: 877-955-4336

hihealthinnovations.com